



Design e resistência

Aliar sofisticação, praticidade e versatilidade em uma única cama é o que se pode esperar deste modelo. A pintura eletrostática aplicada na estrutura tubular em aço, assegura maior durabilidade evitando assim a corrosão.



ESPECIFICAÇÕES

Numero do Modelo	ND 1133
Carga de Trabalho (Indica a soma dos pesos do paciente, colchão e acessórios) 180 Kg	
Peso máximo do paciente	150 Kg
Peso do produto	120 Kg
Tamanho Total da Cama	
Comprimento	≈216 cm
Largura	92 cm
Altura sem Colchão	
Máxima	62 cm
Mínima	40 cm

Movimentos

Dorso	Pernas	Elevação
0-75°	0-27°	40-62 cm

Especificações dos Colchões Opcional:

Modelo	ND 1652
Espuma	Laminado
Densidade	---
Dimensões	
Comprimento	190 cm
Largura	80 cm
Altura	12 cm
Acompanha travesseiro	

RECURSOS PADRÕES

- Grades laterais com trava.
- Carenagem Parcial.
- Peseira e Cabeceira removível sistema exclusivo (Encaixe Fácil).
- Leito em aço carbono de alta resistência.
- Freio diagonal.
- Rodas duplas de 3".

- Estrutura metálica com pintura eletrostática.
- Indicadores de ângulo de dorso.
- Indicadores de ângulo para Trendelenburg e Proclive.
- Proteção contra respingo de líquidos IPX4.
- Movimentos através de sistema mecânico de fácil manuseio.
- 3 manivelas para movimentos, dorso, pernas e elevação.

NORMAS APROVADAS: ABNT, NBR, IEC, 60601-1: 2010+Emenda 1: 2016; 60601-1-2: 2017; 60601-1-6: 2011; 60601-1-9: 2010+Emenda1: 2014; 60601-2-52: 2013.

RECURSOS OPCIONAIS

Carenagem	
Suporte para Oxigênio	
Raio X no dorso	
Personalização: Peseira/Cabeceira, Grades	
Rodas: 6" Freio total direcional, 4" freio individual, 4" freio diagonal	
Paracheque	
Suporte para Soro com regulagem de altura	

Este documento se destina somente para uso por profissionais de saúde.

A Nicovida considera sempre equipe multidisciplinar nos seus projetos, e recomenda que os profissionais de saúde sejam treinados no uso de qualquer produto Nicovida específico antes de utilizá-lo.

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos Nicovida. Um profissional de saúde deve sempre consultar a rotulagem do produto e/ou instruções de uso antes de usá-lo. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, devido à disponibilidade estar sujeita às práticas médicas e/ou regulamentárias em mercados específicos. Entre em contato com um representante se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos.

CERTIFICADOS

