

# Carro Maca Conceito Elevação ND - 1402



Maca hidráulica com elevação

Carro maca resistente versátil com elevação do leito e elevação do dorso. A maca conceito já possui suporte para cilindro de oxigênio e suporte para soro trazendo assim mais usabilidade para a jornada do paciente.

Suas grades de aço inox dão proteção e durabilidade ao produto, além de seu guiador emborrachado onde o profissional tem mais manobrabilidade e conforto ao conduzir este produto.

O diferencial dos carros macas da Nicovida são a sua proteção contra impacto em toda a sua extremidade de cor característica, pois além de informar objeto em movimento, protege contra impactos que podem causar maiores danos.

## ESPECIFICAÇÕES

Numero do Modelo	ND 1402
Carga de Trabalho (Indica a soma dos pesos do paciente, colchão e acessórios) 230 Kg	
Peso máximo do paciente	200 Kg
Peso do produto	69 Kg



### Tamanho Total da Cama

Comprimento	≈210 cm
Largura	65 cm

### Altura sem Colchão

Máxima	80 cm
Mínima	50 cm

### Movimentos

	
Dorso	Elevação
0-60°	80-50 cm

### Especificações dos Colchões Opcional:

Modelo	ND 1680
Espuma	Laminado
Densidade	D-28

### Dimensões

Comprimento	185 cm
Largura	60 cm
Altura	7 cm

## RECURSOS PADRÕES

- Grades em aço inox.
- Suporte para oxigênio.
- Suporte para soro.
- Guiador emborrachado.

- Parachoque de proteção total
- Dorso com sistema de regulagem por cremalheira.
- Elevação do leito através de manivela.
- Rodas de 6" com freio individual em cada roda.

**NORMAS APROVADAS:** ABNT, NBR, IEC, 60601-1: 2010+Emenda 1: 2016; 60601-1-6: 2011; 60601-1-9: 2010+Emenda1: 2014.

## RECURSOS OPCIONAIS

Este produto não possui recursos opcionais.

Este documento se destina somente para uso por profissionais de saúde.

A Nicovida considera sempre equipe multidisciplinar nos seus projetos, e recomenda que os profissionais de saúde sejam treinados no uso de qualquer produto Nicovida específico antes de utilizá-lo.

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos Nicovida. Um profissional de saúde deve sempre consultar a rotulagem do produto e/ou instruções de uso antes de usá-lo. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, devido à disponibilidade estar sujeita às práticas médicas e/ou regulatórias em mercados específicos. Entre em contato com um representante se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos.

## CERTIFICADOS



Fabricado por:

**Meta Móveis de Metais Ind. e Com. Ltda.**

Pq. Ind. Vice-Presidente José de Alencar - Avenida Elmar Arantes Cabral, Qd.07 | Lts. 34/36, Aparecida de Goiânia - GO, 74993-535 | Contato: +55 (62) 3282-9920