



## MT - 210

Surpreendente, esse é o adjetivo que resume perfeitamente as suas características



### Acessórios diversos

A joia da Meta Hospitalar surpreende com um visual futurista e elegante! A cama realiza 7 movimentos, incluindo o modo poltrona, e suporta uma carga total de até 280 Kg.

O leito possui extensor e foi desenvolvido em material termoplástico. São diversos os acessórios para essa cama e como destaques de exclusividade, a mesa de refeição acoplada nas grades e a tábua para massagem cardíaca.



### Otimização de espaço

A singularidade do sistema de elevação de grades que, além de inovador, garante a otimização de espaço.

Dotada de carenagem exclusiva com rodas de 6 polegadas com freio total e direcional.

### Possibilidade de expansão

Projetada para receber modernidades exclusivas:

## CYBER BED®

A cama com tecnologia embarcada para a Conectividade com sistemas de gestão e outros equipamentos hospitalares.



O software de conectividade e monitoramento das camas. Está disponível em dois módulos: Assistencial & Engenharia Clínica





## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ESPECIFICAÇÕES

Numero do Modelo	MT-210
Carga de Trabalho (Indica a soma dos pesos do paciente, colchão e acessórios) 280 Kg	
Peso máximo do paciente	250 Kg
Peso do produto	120 Kg
<b>Tamanho Total da Cama</b>	
Comprimento	≈228 cm
Comprimento com extensor de leito	≈248 cm
Largura	109 cm
<b>Altura sem Colchão</b>	
Máxima	68 cm
Mínima	33 cm

### Movimentos



Dorso  
0-77°



Pernas  
0-23°



Trendelenburg  
-15°



Proclive  
15°



Posição Poltrona

### Especificações dos Colchões Opcional:

Modelo	MT - 660	MT - 666
Espuma	Colméia	Visco elástico
Densidade	---	---
<b>Dimensões</b>		
Comprimento	195 cm	195 cm
Largura	83 cm	83 cm
Altura	12 cm	12 cm
Acompanha travesseiro		

Tensão de Trabalho: 100V a 240V | Frequência: 50/60Hz | Corrente Máxima 3,15A

### RECURSOS PADRÕES

- Poltrona ONETOUCH.
- Controle duplo nas grades.
- Supervisor display na peseira.
- Elevação motorizada.
- Descanso de perna elétrico.
- Grades laterais com trava.
- Rodízio de bandagem simples.
- Revestimento de leito removível para higienização.

- Peseira e Cabeceira removível sistema exclusivo (Encaixe Fácil)
- Pedais de freio total e direcional nos 2 lados.
- Para-choque.
- Extensor de Leito.
- Estrutura metálica com pintura eletrostática.
- Indicadores de ângulo de dorso.
- Indicadores de ângulo para Trendelenburg e Proclive.
- Proteção contra respingo de líquidos IPX4.

**NORMAS APROVADAS:** ABNT, NBR, IEC, 60601-1: 2010+Emenda 1: 2016; 60601-1-2: 2017; 60601-1-6: 2011; 60601-1-9: 2010+Emenda1: 2014; 60601-2-52: 2013.

### RECURSOS OPCIONAIS

<b>Bateria:</b> Chumbo-ácido - Dura até 80 acionamentos com carga completa
Suporte para Oxigênio
Movimento One Touch
<b>Touch Screen:</b> Peseira, Grade
Sistema de Som via Bluetooth
<b>Led Cromoterapia:</b> Peseira, Grade com rota de fuga, Grade Proteção total
Luz Noturna
<b>Sensores:</b> Risco de queda, Freio, Saída parcial do paciente, Grade abaixada, Altura
Quinta roda
<b>Conjunto de Grades:</b>
Rota de Fuga
Proteção Total com Porta Objetos
Tábua de massagem cardíaca
Mesa de Refeição
CPR Manual (quick realise)
Raio X no dorso
Suporte para soro com regulagem de altura

### Pacotes:

#### CYBERBED®:

Balança, Movimento One Touch, Sensores e todo Sistema Hardware para conectividade e Monitoramento Assistencial e Engenharia Clínica.

#### BEDMONITOR:

Software de monitoramento:

#### Assistencial

O Módulo Assistencial monitora toda a movimentação da cama em relação à terapia prescrita ao paciente, com alertas e alarmes para a segurança do assistido.

#### Engenharia Clínica

Antecipe as manutenções realizando análises preditivas e preventivas das camas. O Módulo de Engenharia Clínica não deixa o leito ficar parado por causa de uma simples manutenção!

Este documento se destina somente para uso por profissionais de saúde.

A Metahospitalar considera sempre sugestões de equipes multidisciplinares nos seus projetos, e recomenda que os profissionais de saúde sejam treinados no uso de qualquer produto Metahospitalar específico antes de utilizá-lo.

As informações apresentadas têm como objetivo demonstrar a amplitude das ofertas de produtos Metahospitalar. Um profissional de saúde deve sempre consultar a rotulagem do produto e/ou instruções de uso antes de usá-lo. Os produtos podem não estar disponíveis em todos os mercados, devido à disponibilidade estar sujeita às práticas médicas e/ou regulatórias em mercados específicos. Entre em contato com um representante se tiver dúvidas sobre a disponibilidade dos produtos.

### CERTIFICADOS

